

LÖFFLER Med Arthrodesensitz 1/2

LÖFFLER

Der LÖFFLER Med Arthrodesensitz unterstützt Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit in Hüfte und Knie. Durch die stufenlos und unabhängig voneinander neigbaren und feststellbaren vorderen Sitzhälften schafft der LÖFFLER Med Arthrodesensitz die jeweils benötigte Vergrößerung des Sitzflächenwinkels. Ein Sitzflächenwinkel von bis zu 30° wird so ermöglicht. Ergebnis ist eine Druckentlastung, die das Sitzen spürbar leichter macht. Erhältlich als Standardmodell LÖFFLER Med (wie abgebildet) oder optional mit den Rückenlehnen der Modelle der Serien TANGO, LEZGO und LEZGO 2.

Bitte beachten Sie: Aufgrund der Beweglichkeit der Sitzfläche ist Faltenbildung im Bezugstoff ein Produktmerkmal und daher kein Reklamationsgrund. Der Arthrodesensitz kann nicht mit Leder bezogen werden.



Mechanik

- Synchronmechanik
- keine ERGO TOP-Mechanik möglich
- keine Sitztiefenverstellung möglich

Ausstattung

- ergonomischer Muldensitz
- seitliche Federkraftverstellung von 45 – 120 kg
- Punktsynchronmechanik
- Rückenlehne 7-fach höhenverstellbar
- weiche Doppellaufrollen Ø 65 mm, geeignet für alle Bodenbeläge
- lieferbar auch ohne Armlehnen
- lieferbar mit Standardsitz
- schwarzes Aluminiumfußkreuz (Ausführung auf Wunsch poliert)

Maße (bei LÖFFLER Med Rücken)

Gesamtmaß B/ T: 650 mm
Gesamthöhe: 1010 mm
(niedrigste GF, niedrigster Rücken)
bis 1170 mm
(höchste GF, höchster Rücken)

Lehnenhöhe über Sitz: 525 – 595 mm

Lehnenbreite: 410 mm

Lehnenhöhe: 600 mm

Sitzbreite: 480 mm

Armlehnen über Sitz: 200 – 300 mm

Armlehnen Abstand: 460 – 510 mm

Armlehnen hinter Sitzkante: 190 mm

Sitzhöhe: 420 – 510 mm

Sitzflächenwinkel: 30°




LÖFFLER Med Arthrodesensitz 2/2


LÖFFLER

Der LÖFFLER Med Arthrodesensitz unterstützt Menschen mit eingeschränkter Beweglichkeit in Hüfte und Knie. Durch die stufenlos und unabhängig voneinander neigbaren und feststellbaren vorderen Sitzhälften schafft der LÖFFLER Med Arthrodesensitz die jeweils benötigte Vergrößerung des Sitzflächenwinkels. Ein Sitzflächenwinkel von bis zu 30° wird so ermöglicht. Ergebnis ist eine Druckentlastung, die das Sitzen spürbar leichter macht. Erhältlich als Standardmodell LÖFFLER Med (wie abgebildet) oder optional mit den Rückenlehnen der Modelle der Serien TANGO, LEZGO und LEZGO 2.

Bitte beachten Sie: Aufgrund der Beweglichkeit der Sitzfläche ist Faltenbildung im Bezugsstoff ein Produktmerkmal und daher kein Reklamationsgrund. Der Arthrodesensitz kann nicht mit Leder bezogen werden.



Aufbau der Sitzfläche:



Polster, Schaumstoff

Formholzträger, beweglich
Sitzflächenwinkel: 30°

